

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用雾化面罩		
注册人名称	百瑞医疗科技（常州）有限公司		
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先	<input type="checkbox"/> 应急
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化	
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请		
结构特征	<input type="checkbox"/> 有源 <input checked="" type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	LCD-2 022G875B、LCD-2 022G876B、LCD-2 022G877B、LCD-2 022G878B、LCD 022G875B、LCD 022G876B、LCD 022G877B、LCD 022G878B、SPEED 875B、SPEED 876B、SPEED 877B、TL-3、TL-5、TL-6、TL-7、TL-8、LCS-9、LCS-10		
主要组成成分	一次性使用雾化面罩由喷雾器（LCD-2 或 LCD 或 SPEED 或 TL 或 LCS）、面罩（LCD 或 LCP 或气切）、口含器（LCD 或 TL）、导管、螺纹管、T形管、弯接管、弯接头、直接头、插塞、胶塞、松紧织带组成。产品分为 LCD-2 型、LCD 型、SPEED 型、TL 型、LCS 型五个型号。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		
适用范围/预期用途	用于对液态药物进行雾化，并通过患者吸入，起到预期的治疗效果。		
产品储存条件及有效期	/		
分类编码	08-06		
注册人住所	常州市金坛区华城中路北侧（金坛经济开发区国际工业城 5 号楼东）		

生产地址	常州市金坛区华城中路北侧（金坛经济开发区国际工业城5号楼东）
同类产品及该产品既往注册情况	
同类产品：一次性使用气流雾化器，苏械注准20192081583。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>原理：在呼吸装置系统中，一端接入医用气体，用气体的压力将放置于雾化器中的药剂雾化，产生的雾化气体通过雾化器的另一端吸入病人口中。根据文丘里效应，压缩空气以高流速气流通过喷嘴（气流遇到上方的隔片变成高速垂直的气流），并通过喷嘴与吸水管之间产生的负压作用，向上吸起药液。吸上来的药液遇到高速垂直的气流，被击碎变成极细的雾滴向外部喷出，</p> <p>材料：一次性使用雾化面罩由喷雾器（LCD-2 或 LCD 或 SPEED 或 TL 或 LCS）、面罩（LCD 或 LCP 或气切）、口含器（LCD 或 TL）、导管、螺纹管、T形管、弯接管、弯接头、直接头、插塞、胶塞、松紧织带组成。</p> <p>生物学评价：见生物学特性研究资料，报告编号：STI-20230703-036S-1，STI-20230703-036S-2，STI-20230703-036S-3。</p> <p>灭菌工艺：该产品委托常州武进医疗卫生用品消毒有限公司进行环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。</p> <p>包装和有效期：该产品初包装为PE/透析纸，外包装为瓦楞纸箱，经如加速老化实验验证，在规定的储存条件下，有效期为3年。</p> <p>该产品属于《免于临床评价医疗器械目录》中产品，已提供相应比对资料。</p> <p>体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。</p> <p>综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
经四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心)检验合格，报告编号：QX2022B02717，QX2023B01094；经斯坦德科创医药科技（青岛）有限公司检验合格，报告编号：STI-20231116-020N。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
已完成	
<p>本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求，建议准予注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。</p> <p><input type="checkbox"/> 同意企业申请，建议准予撤回。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他。</p>	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 <input type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 <input type="checkbox"/> 其他（专项方案等）
检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查 <input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册

- | | |
|--|---|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查
<input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册 |
|--|---|