江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	笔式注射器		
注册人名称	无锡耐思生命科技股份有限公司		
注册形式	☑ 拟上击法皿由连	□优先	
	☑ 拟上市注册申请	□应急	
		□产品名称变化	
		□型号、规格变化	
	□次可東西亦再沿皿由達	□结构及组成变化	
	□许可事项变更注册申请 (有源/无源)	□适用范围变化	
		□产品技术要求变化	
		□注册证中"其他内容"变化	
		□其他变化	
		□产品名称变化	
		□包装规格变化	
		□产品储存条件及有效期变化	
		□适用仪器变化	
	□许可事项变更注册申请	□阳性判断值或参考区间变化	
	(体外诊断试剂)	□产品技术要求、说明书变化	
		□适用的样本类型变化	
		□适用人群变化	
		□临床适应症变化	
		□其他可能改变产品安全有效性的变化	
	□延续注册申请		
结构特征	□有源 ☑ 无源 □体外诊断试	剂	
	技术	审查内容	
产品概述			
规格型号/包装规	NIVR-01、NIVR-02、NIVR-03、	NIVR-04	
格			
主要组成成分	笔式注射器由笔式注射器主体、推块、注射按钮、剂量显示窗、剂量调节旋钮、药		
	筒仓、笔式注射器帽组成。不包括笔芯和注射针头,所有部件不与药液接触。该产		
	品以非无菌状态提供, 可供单	人重复使用。	
适用范围/预期用	与 3mL 卡式瓶笔芯及一次性注	射笔针头配合使用,用于药物的皮下注射。	
途			
产品储存条件及有	/		
效期			
分类编码	14-01		
注册人住所	无锡市新吴区梅村工业园锡达	路 530 号	
生产地址 江苏省无锡市新吴区梅村工业园锡达路 530 号			
同类产品及该产品既往注册情况			
产品拟上市注册,无既往注册情况,该产品与无锡普莱尔医疗科技有限公司的"笔式注射器"产品(注册			

证号: 苏械注准 20192140285) 具有等同性。

有关产品安全性、有效性主要评价内容

原理:通过剂量调剂旋钮调节剂量大小,按压尾柄从而通过齿轮的啮合驱动螺杆进行径向运动,同时螺杆 径向运动时推动药室中的卡式瓶胶塞,从而卡式瓶中的药液通过一次性注射针注射到人体内。

材料: 笔式注射器主体的外壳: ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂); 推块: POM (聚甲醛); 注射按钮: POM (聚甲醛): 剂量显示窗: PC (聚碳酸酯): 剂量调节旋钮: ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂): 药 筒仓: PC(聚碳酸酯); 笔式注射器帽: ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂)。

生物学评价:该产品不与人体直接或间接接触,属于非接触医疗器,豁免生物学试验。

灭菌工艺:该产品以非无菌状态提供。

包装和有效期:最小包装为塑料袋和纸盒,大包装为瓦楞纸箱制。产品有效期为5年,重复使用次数限制 为 3000 次,已按照要求提供了包装验证报告、重复使用验证资料、运输稳定性验证报告。

临床评价:该产品为《免于临床评价医疗器械产品目录》中产品,已按要求提供临床评价资料。

体考情况:整改后通过核查,生产地址、规格型号等与注册资料一致。

综上所述,该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。

企业提供的证据

该产品经江苏省医疗器械检验所检验合格,报告编号:2023QW3901,补检报告编号为:2024QW0914。

存在问题及主要补正意见

见补正通知书

企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容

已完成

本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:

- ☑ 符合技术审评要求,建议准予注册。
- □申请资料不符合技术审评要求,建议不予行政许可。
- □同意企业申请,建议准予撤回。
- □其他。

体系核查内容		
检查依据	☑ 医疗器械注册质量管理体系核查指南	
	☑ 医疗器械生产质量管理规范	
	□医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械	
	□医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械	
	□医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂	
	□医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿	
	□参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械	
	□医疗器械生产质量管理规范附录独立软件	
	□其他(专项方案等)	
检查结论	□通过核查	
	□未通过核查,建议不予注册	
	☑整改后通过核查	
	□整改后未通过核查,建议不予注册	