江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	抗 Sm 抗体测定试剂盒 (免疫引	·
注册人名称	迪亚莱博 (张家港) 生物科技有限公司	
注册形式		□优先
	┃☑ 拟上市注册申请	□应急
		□产品名称变化
		□型号、规格变化
		□结构及组成变化
	│□许可事项变更注册申请 │(有源/无源)	□适用范围变化
		□产品技术要求变化
		□注册证中"其他内容"变化
		□其他变化
		□产品名称变化
		□包装规格变化
		□产品储存条件及有效期变化
		□适用仪器变化
	□许可事项变更注册申请	□阳性判断值或参考区间变化
	(体外诊断试剂)	□产品技术要求、说明书变化
		□适用的样本类型变化
		□适用人群变化
		□临床适应症变化
		□其他可能改变产品安全有效性的变化
	□延续注册申请	
生构特征	┃□有源 □无源 ☑ 体外诊断试	剂
	技术	审查内容
	1	品概述
规格型号/包装规	20 人份/盒; 30 人份/盒; 50	人份/盒; 60 人份/盒。
格		
主要组成成分		
		
		(大肠杆菌,浓度 0. 1mg/mL) 和偶联牛血清白蛋白的二
		g/mL), 硝酸纤维素膜检测区包被有鼠抗人 IgG 抗体
	(浓度 2mg/mL) 和鼠抗 DNP 扩	ī体(浓度 2mg/mL);
	2. 干燥剂: 硅胶;	
	3. 说明书: 1份;	トルム ぬなてしハ コールレンロ ノーム・レートソハム
		戋信息,溯源至本公司工作校准品(不确定度相关信息
	请联系厂家提供);	
大田井田 /空井m	5. 吸管: 选配;	44 + 44 + 44 + 44 + 44 + 44 + 44 + 44
适用范围/预期用	用丁体外疋重检测人血清、血 	浆或全血样本中抗 Sm 抗体的含量。
途		

产品储存条件及有	检测试剂 4~30℃保存,使用期限 12 个月,检测试剂铝箔袋开封后室温 18~28℃、	
效期	湿度 20~90%的环境下存放,2 小时内有效。	
分类编码	6840	
注册人住所	张家港市后塍街道华达路 36 号 A 栋 211 室 (张家港保税区科技创业园)	
生产地址	张家港市后塍街道华达路 36 号 A 栋 211 室, B 栋 203、206、207 室(张家港保税区	
	科技创业园)	

同类产品及该产品既往注册情况

- 1、产品拟上市注册。
- 2、同类产品有北京世纪沃德生物科技有限公司的抗 Sm 抗体测定试剂盒(胶乳免疫比浊法)(京械注准 20242400112)、迈克生物股份有限公司的抗 Sm 抗体测定试剂盒(直接化学发光法)(抗 Sm 抗体测定试剂盒(直接化学发光法))等。

有关产品安全性、有效性主要评价内容

- 1、原理: 试剂盒采用免疫荧光间接法定量检测人血清、血浆或全血中抗 Sm 抗体的含量。当样品经缓冲液稀释,并滴加到检测卡加样孔后,样品中的抗 Sm 抗体和样品垫中的荧光物质标记的 Sm 抗原结合形成复合物并通过毛细作用沿着硝酸纤维素膜层析,当达到检测区后,被检测线 (T 线) 上固定的鼠抗人 IgG 抗体捕获,检测线 (T 线) 上结合的荧光物质标记抗体的量与样品中抗 Sm 抗体的量成正比,通过荧光免疫分析仪,定量检测样品中抗 Sm 抗体的含量。
- 2、生物安全性:企业已提供生物安全性证明。
- 3、临床评价:该产品列入《免于临床试验体外诊断试剂目录(2021年)》,依照《免于临床试验的体外诊断试剂临床评价技术指导原则》开展临床评价,分析结果符合设定的接受标准,该产品和对比产品的检测结果具有一致性。
- 4、体考情况:整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。

综上所述, 该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。

企业提供的证据

检验机构及报告编号: 江苏省医疗器械检验所, 报告编号: 2024QW1214

存在问题及主要补正意见

见补正通知书

企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容

已完成

本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:

- ☑ 符合技术审评要求,建议准予注册。
- □申请资料不符合技术审评要求,建议不予行政许可。
- □同意企业申请,建议准予撤回。
- □其他。

体系核查内容

检查依据 ☑ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☑ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 □ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☑ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 □ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 □ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 □ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 □ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件

	□其他(专项方案等)
检查结论	□通过核查
	□未通过核查,建议不予注册
	☑ 整改后通过核查
	□整改后未通过核查,建议不予注册