# 江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

立日夕和	2. 2. 4. 4. 田 旺 4. 4. 它 4. 空 利 4.		
产品名称	一次性使用肺结节定位穿刺针		
注册人名称	江苏京品医疗科技有限公司	- A. J.	
注册形式	☑ 拟上市注册申请	□优先	
		□应急	
		□产品名称变化	
		□型号、规格变化	
	  □许可事项变更注册申请	□结构及组成变化	
(有源/无源)		□适用范围变化	
		□产品技术要求变化	
		□注册证中"其他内容"变化	
		□其他变化	
		□产品名称变化	
		□包装规格变化	
		□产品储存条件及有效期变化	
		□适用仪器变化	
	□许可事项变更注册申请	□阳性判断值或参考区间变化	
	(体外诊断试剂)	□产品技术要求、说明书变化	
		□适用的样本类型变化	
		□适用人群变化	
		□临床适应症变化	
		□其他可能改变产品安全有效性的变化	
	□延续注册申请		
结构特征	□有源 ☑ 无源 □体外诊断试	· 剂	
	技术	审查内容	
	产	品概述	
规格型号/包装规	JPFDWO. 8-C-90、JPFDWO. 8-C-100、JPFDWO. 8-C-110、JPFDWO. 8-C-120、JPFDWO. 8-		
格	C-130、JPFDW1.2-C-90、JPFD	W1.2-C-100、JPFDW1.2-C-110、JPFDW1.2-C-	
	120、JPFDW1.2-C-130		
主要组成成分	一次性使用肺结节定位穿刺针由弹簧圈、穿刺针和推送杆、堵帽、拉线、护套管组		
	成。穿刺针由针柄、针管组成	; 推送杆由手柄、操作标记、推杆组成。该产品以无	
	菌状态提供, 经环氧乙烷灭菌	。一次性使用。	
适用范围/预期用	用于在电视胸腔镜手术(VAST	) 前对肺周围型小结节病灶部位进行标记定位, 引导	
途	术中小结节病灶切除。		
产品储存条件及有	不适用		
效期			
分类编码	02-15		
注册人住所	常州市武进区湖塘镇湖塘科技	产业园工业坊标准厂房	
生产地址			
	产区2楼		

## 同类产品及该产品既往注册情况

该产品为拟上市注册。同类产品有苏州鑫斯达医疗科技有限公司注册的一次性使用肺结节记忆合金定位针 (注册证号: 苏械注准 20222021447)

### 有关产品安全性、有效性主要评价内容

- (一) 原理: 使用时, 在 CT 引导下, 穿刺到肺结节或其边缘处, 然后握住定位丝同时后撤导引针, 释放 定位丝头端的定位钩,最后移除导引针,仅将定位丝留置于肺结节处,然后经电视胸腔镜下进行肺结节切 除术,取出定位丝及锚定的肺结节组织。用于在电视胸腔镜手术前对肺结节病灶部位进行标记定位,引导 术中结节病灶切除。定位丝留置时间小于24h。
- (二) 生物学评价: 跟人体组织接触, 符合生物学评价的要求。
- (三)灭菌工艺:

该产品采用环氧乙烷灭菌,灭菌工艺经确认和验证,灭菌过程对产品性能不产生影响,灭菌后能达到无菌 要求。

(四)临床评价:

该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》,属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境 内注册的一次性使用肺结节记忆合金定位针进行同品种对比,申报产品与同品种产品在基本原理、结构组 成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌方式等方面基本等同, 差异部分 不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。

(五)体考情况:整改后通过核查。生产地址等产品信息与注册资料一致。在补正过程中删除了部分型号 规格。

综上所述,该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。

### 企业提供的证据

检验机构及报告编号: 江苏省医疗器械检验所, 2023QW2530、2024QW2065、2024QW2723

## 存在问题及主要补正意见

见补正通知书

# 企业针对"存在问题及主要补正意见"提供的证据或修改的内容

申请表、产品列表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性 能研究、生物学特性研究、清洁、消毒、灭菌研究、稳定性研究、产品说明书、标签样稿已完成补正。

本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查,产品注册申报资料:

7	佐人甘	术宙评票	1	建议准	予注册
IV I	AT 15 17		- >	7手 1.X //F	7/1/

- □申请资料不符合技术审评要求,建议不予行政许可。
- □同意企业申请,建议准予撤回。
- □其他。

	体系核查内容	
检查依据	检查依据 ☑ 医疗器械注册质量管理体系核查指南	
	☑ 医疗器械生产质量管理规范	
	☑ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械	
	□医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械	
	□医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂	
	□医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿	
	□参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械	
	□医疗器械生产质量管理规范附录独立软件	
	□其他(专项方案等)	
检查结论	□通过核查	

	□未通过核查,建议不予注册
	☑整改后通过核查
	□整改后未通过核查,建议不予注册