

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	婴儿培养箱消毒机	
注册人名称	南京乐基医疗器械有限公司	
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化
	☐ 延续注册申请	
结构特征	☒ 有源 ☐ 无源 ☐ 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	PX900、PX800、PX700、PX600、PX500、PX400、PX300、PX200、PX100、PX900A、PX900B、PX800A、PX800B、PX700A、PX700B	
主要组成成分	由机架、臭氧发生装置、控制系统、气体输送系统组成。	
适用范围/预期用途	供医疗机构对婴儿培养箱内部消毒使用。	
产品储存条件及有效期	不适用	
分类编码	11-03	
注册人住所	南京市江北新区经济开发区万寿路 15 号 B4	
生产地址	南京市江北新区经济开发区万寿路 15 号 B4	
同类产品该产品既往注册情况		
该产品为拟上市注册，同品种产品为南京乐基医疗器械有限公司生产的麻醉呼吸回路消毒系统（苏械注准 20192110274）		
有关产品安全性、有效性主要评价内容		

(一) 工作原理：本消毒机对婴儿培养箱消毒工作程序包括充臭氧、消毒保持、解析三个阶段。首先通过开关电源，使不锈钢搪瓷臭氧管产生臭氧气体，通过供气泵将臭氧输送到婴儿培养箱进行消毒达到杀菌消毒目的。 (二) 材料：不与人体直接接触 (三) 电气安全：符合 GB 9706.1-2020 《医用电气设备 第 1 部分：基本安全和基本性能的通用要求》标准的要求 (四) 电磁兼容：符合 YY 9706.102-2021 《医用电气设备 第 1-2 部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》标准的要求 (五) 临床评价： 该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的麻醉呼吸回路消毒系统进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、软件核心功能、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 (六) 体考情况：通过核查/整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
湖南新领航检测技术有限公司出具的检验报告：EC2023040084E01、EC202304008S01、EC202304008S02	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、符合性声明、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、软件研究、稳定性研究、产品说明书、标签样稿已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册